

życie to ruch

KALMED

Jan Kalkowski

THERA-TRAINER CORO

**PROFESJONALNE STATYCZNO-DYNAMICZNE
PARAPODIUM Z BIOFEEDBACK'IEM
DLA PACJENTÓW MOBILNYCH**



Stanie i Balansowanie



KALMED Jan Kalkowski | 85-831 Bydgoszcz | ul.Toruńska 145B | tel./ fax: 52 320 30 89
kom. 601 647 878, 663 999 755 | e-mail: biuro@kalmed.pl | www.kalmed.pl

THERA-TRAINER CORO

THERA
TRAINER

PROFESJONALNE STATYCZNO-DYNAMICZNE PARAPODIUM Z BIOFEEDBACK' IEM DLA PACJENTÓW MOBILNYCH

Kolejny krok w stronę niezależności!

THERA-TRAINER CORO jest prostszą wersją THERA-TRAINER BALO, przeznaczoną dla pacjentów silniejszych, bardziej mobilnych, którzy nie wymagają stałej opieki, ale nadal mają problemy z równowagą i na skutek różnych schorzeń cierpią na ograniczoną zdolność chodzenia.



UNIKALNOŚĆ TERAPII z THERA-TRAINER CORO

THERA-TRAINER CORO umożliwia kontynuację treningu aktywnego stania, ćwiczeń równowagi, terapii wykroków jak i przygotowania do fizjologicznego chodu. Jest doskonałym uzupełnieniem terapii dla pacjentów, którzy mają już wystarczająco siły, by dłużej utrzymać pozycję pionową ciała, ale nadal muszą pracować nad kondycją fizyczną, utrzymaniem równowagi i skróceniem czasu reakcji na bodźce zewnętrzne.

Zastosowano w nim **prostsze zabezpieczenie kolan oraz bioder**, które stabilizując pacjenta, wykluczają możliwość upadku, tym samym **zapewniając maksymalne bezpieczeństwo terapii!**

Podobnie jak w przypadku THERA-TRAINER BALO, do terapii aktywnego stania i nauki kroków, wykorzystuje się również oprogramowanie BALANCE Soft z motywującym i zapewniającym wysoką jakość ćwiczeń BIOFEEDBACK'iem.

WSKAZANIA

- ✓ Zaburzenia równowagi i chodzenia
- ✓ Zaburzenia percepcji
- ✓ Dystrofia mięśni

CELE TERAPII

- ✓ Poprawa równowagi (z zapobieganiem upadkom)
- ✓ Wzmocnienie mięśni
- ✓ Poprawa czasu reakcji
- ✓ Stabilizacja stawu biodrowego
- ✓ Poprawa stabilności tułowia
- ✓ Zapobieganie zanikowi mięśni
- ✓ Regulacja napięcia mięśni szkieletowych
- ✓ Zachowanie lub wydłużenie fazy oparcia stopy
- ✓ Aktywacja lub stabilizacja układu krążenia
- ✓ Aktywacja lub stabilizacja metabolizmu

DANE TECHNICZNE

- ✓ Indywidualne warianty ustawień umożliwiające ukierunkowanie ćwiczeń na konkretne partie ciała lub fazy ruchu
- ✓ Rama jezdna (malowana proszkowo) na kierownych i blokowanych kołach transportowych
- ✓ Podest z wytrzymałą matą antypoślizgową
- ✓ Oparcie dla kolan
- ✓ Pasy zabezpieczające biodra
- ✓ Regulowane poręcze (uchwyty) dla rąk
- ✓ Górna rama z regulowaną poduszką brzuszną
- ✓ Mechanizm blokujący pacjenta, umożliwiający trening stania
- ✓ Mechanizm odblokowujący, umożliwiający trening dynamiczny z możliwością odchylenia pozycji pacjenta do 6° lub do 11° od pozycji pionowej
- ✓ Mechanizm regulacji oporu odchylenia pacjenta (min. 5-cio stopniowy)
- ✓ System BIOFEEDBACK umożliwiający wykonywanie ćwiczeń treningowych przy współpracy z komputerem
- ✓ Możliwość indywidualnych ustawień parametrów ćwiczeń w programie komputerowym BALANCE Soft

PARAMETRY:

THERA-TRAINER CORO

- ✓ Szerokość: 93cm
- ✓ Wysokość: 92cm - 130cm
- ✓ Waga urządzenia (bez zestawu komputerowego): 77kg - 81kg
- ✓ Wzrost pacjenta: 135-200cm
- ✓ Maksymalna waga pacjenta: 140kg



pasy zabezpieczające biodra



oparcie dla kolan